

マンモグラフィについて

**マンモグラフィ検査とは
どんな検査ですか**

マンモグラフィ検査は乳房を

2枚の板で挟んで平らにのばし
た上でレントゲン写真を撮影す
る検査です。

このような状態でレントゲン
写真を撮ると乳房内の様々な構
造物が影絵のようにならつた状
態で写し出され、乳腺構造とは
異なるものがあると病変として
検出されます。

岐阜市民病院では乳癌診断に
使用されるマンモグラフィ装置
を更新し、富士フィルムメディ
カル社製 AMULET Innovality




図1

① 検査時の痛みが軽減

従来の装置では、乳房撮影を

する際にプラスチックの硬い圧迫
板で乳房を強く撮影台に押さえ
つけ撮影するため、苦痛を感じ

新規導入のマンモグラフィ
装置はこれまでどもの違い
のじょつか

これまでのマンモグラフィ装置
に比べて次のような点で改良さ
れています。

FDRMS-3500という最新型でハ
イスペックな撮影機器を導入し
平成30年11月26日から新装置で
の検査を開始しています。

じる」とがありました。新しい
装置では、優しく乳房全体につ
いとつする圧迫板を使用し、検
査時にかかる圧力を分散するこ
とで痛みが軽減されます。

② 被ばく量が少ない

新しい装置では、1回の撮影
で数十枚の連続断層画像を撮影
するトモシンセシスという技術
を用いるため、現在よりも低線
量で放射線被ばくを減らした検
査が可能となります。

③ 高画質な画像により高濃度乳房にも対応

従来のマンモグラフィ画像は、

した画像を数十枚取り
出すことができますので、従来の二次元画像

では隠れて見えなかつ
た病変が確認し易くな
り(図1左挿絵)診断能
力向上が期待できます。
トモシンセシスの助けを
借りることで、病変が
検出できないことや不
要な検査を減らすこと
ができます。

**マンモグラフィ検査態勢は
どのようですか**

乳房を対象とした検査ですか
ら、検査を受けられる方は大部
分が女性になります。

岐阜市民病院では、安心して
検査を受けていただけるようマ
ンモグラフィ撮影をおこなうス
タッフは全員女性でおこなって
おります。

④ 確定診断のための 検査 (マンモトーム生検)

新しい装置では、検
出された病変に対し、

ステレオガイドマンモトーム生検
といってマンモグラフィで病変
を確認しながら正確に組織を採
取する検査が可能になりました。

検査もトモシンセシスで視認
性が向上するため、従来より正
確な検査が可能となり早期の治
療につなげることができます。

図1右挿絵のように三次元の乳
房内構造が二次元の画像に重な
って投影されます。乳腺組織が
多い場合は重なり合う構造物が
多く高濃度乳房といわれる画像
になり、病変が隠れてしまつて
診断されにくくなります。

新しい装置では、トモシンセシ
スにより乳腺を薄くスライス

今月の
先生



岐阜市民病院 乳腺外科
中田琢巳先生

○専門分野
乳がん診療
○役職
乳腺外科部長、
外来化学療法部長
○主な資格・認定
日本外科学会専門医
日本乳癌学会専門医
○卒業年、主な歴史
平成3年 岐阜大学医学部卒
岐阜大学医学部附属病院第2外科